



PETUNJUK PENGGUNAAN

Oil Red O

<u>Catalog number</u>	<u>Size</u>
04-220923	100 test

Hasil yang diharapkan

Produk untuk pembuatan sampel sito-histologi untuk mikroskop optik.

Metode :

- 1) Metode untuk sampel histologi
- 2) Masukkan pereaksi A pada jar coplin, rendam slide selama 20 menit.
- 3) Bilas dengan cepat dengan air keran.
- 4) Keringkan slide dan tetesi dengan 10 tetes pereaksi B; diamkan selama 30 detik.
- 5) Bilas menggunakan air kran yang mengalir selama 3 menit
- 6) Keringkan dan tutup dengan coverglass.

Peringatan dan Perhatian

Produk ini harus digunakan secara eksklusif oleh operator teknis khusus.
Baca dengan seksama informasi tentang klasifikasi zat berbahaya pada label.
Selalu mengacu pada lembar data keselamatan dimana tersedia informasi mengenai risiko yang disajikan oleh campuran, tindakan pencegahan selama penggunaan, pertolongan pertama pertolongan dan kejadian pelepasan tidak disengaja.
Jangan gunakan jika wadah utama rusak.

Kontraindikasi

Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan.
Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian dan pelindung mata / wajah.
Jauhkan dari panas/percikan/sumber api. Jangan merokok.
JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): segera lepas semua pakaian yang terkena. Bilas dengan air.