



## PETUNJUK PENGGUNAAN

### Xylene Histological Grade

Catalog number	Size
06-1304E	1 x 2,5 L
06-1304Q	4 x 2,5 L
06-1304F	1 x 5L

### Tujuan yang diharapkan

Produk untuk pembuatan sampel cito-histologi untuk mikroskop optik.

### Metode :

Masukkan pelarut ke wadah pewarnaan atau pewarna otomatis/ pemroses jaringan sesuai dengan protokol pewarnaan.

### Peringatan dan Perhatian

Produk ini harus digunakan secara eksklusif oleh operator teknis khusus. Baca dengan seksama informasi tentang klasifikasi zat berbahaya pada label. Selalu mengacu pada lembar data keselamatan dimana tersedia informasi mengenai risiko yang disajikan oleh campuran, tindakan pencegahan selama penggunaan, pertolongan pertama pertolongan dan kejadian pelepasan tidak disengaja. Jangan gunakan jika wadah utama rusak.

### Kontraindikasi

Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan.

Kenakan sarung tangan pelindung / pakaian dan pelindung mata / wajah.

Jaga agar kemasan tertutup dengan baik.

Hindari panas/permukaan panas/percikan api/api terbuka. Jangan merokok.

JIKA TERTELAN: segera hubungi PUSAT RACUN atau dokter

JIKA TERHIRUP: Keluarkan korban ke udara bersih dan jaga posisinya agar nyaman untuk bernafas.